

ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛЮКОМЕТРА


1

Вымойте руки теплой водой и насухо вытрите их. В случае использования мыла тщательно смойте остатки с кожных покровов.



2

Вставьте тест-полоску в глюкометр.





3

Вставьте новый ланцет в прокалыватель и проколите боковую поверхность концевой фаланги пальца (не в подушечку!).



4

Выдавите каплю крови и заполните резервуар тест-полоски.



5

Дождитесь результата измерения и запишите его в дневник самоконтроля.

